

FICHE D'INSTALLATION DU WP21A

Date : 30/11/23 00:00

N° : 1

Heure de début : 01/01/70 16:30	Heure de fin : 01/01/70 20:00
INFORMATIONS DU CLIENT	INFORMATIONS SUR L'EQUIPEMENT
Nom : HOPITAL DISTRICT DEIDO	Nom : HUMASTAR
Service : RADIOLOGIE	Marque : HUMAN
Ville : DOUALA	Modèle : HUMANSTAR 200
N° de téléphone : 233291460	N° de série : REF-16895

TACHES A EFFECTUER		
DEBALLAGE ET VERIFICATION DES ACCESSOIRES	OK	NO
Vérifier les accessoires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Connecter le câble d'alimentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insérer le papier d'impression	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installer le tube de pompe et la bouteille de déchets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMATION DES REACTIFS	OK	NO
Sélectionner "PARAMETER"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier les informations en fonction des informations du réactif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Régler le délai et l'heure du test en fonction des instructions du réactif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEST DU QC	OK	NO
Sélectionner "QC Report"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sélectionner "QC Parameter Setting"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sélectionner un "examen" puis entrer successivement "batch num", "target value", "SD" et cliquer sur "Confirm"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliquer sur "QC" et Sélectionner le "QC correspondant"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliquer sur "Confirm" puis sur "Test button"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passer au test d'échantillon si QC est "OK"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FORMATIONS DES UTILISATEURS			
N°	Noms & Prénoms	Grade	Signature

Commentaires / Observations

Outils : trousse de tournevis; pince coupante; les clés; multimètres; couteur; etc...

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE CLIENT