

## FICHE DE PRE-INSTALLATION

Date: 10/11/23 00:00					<b>N°:</b> 2					
Heure de début : 01/01/70 07:30					Heure de fin: 01/01/70 16:30					
INFORMATIONS DU CLIENT					INFORMATIONS SUR L'EQUIPEMENT					
Nom: CHU					Nom: AUTOMATE ELECTROPHORESE					
Service : RADIOLOGIE				Marque: CELL S	Poids: 18					
Ville: YAOUNDÉ				Modèle : MINPH	L:36 I: 23 H:12					
N° de téléphone : 233879657					N° de série : 5845	<b>P(min)</b> : 150 <b>P(max)</b> : 220				
SALLE D'INSTALLATION										
Humidité	OUI NON				Valeur mesurée :  Valeur mesurée :					
Température	OUI	<u> </u>	NON	<u> </u>						
Présence climatiseur										
					INSTALLATION					
Matière de la paillasse		Dimension o			de la paillasse	Poids max supportable				
Protégé des rayons solaires					OUI		NO	DN		
Protégé de la poussière					OUI		NO	ON		
Aération de la paillasse					OUI		NO	NC		
SECURITE ELECTRIQUE										
Mise à terre			résence r	égula	teur de tension	Présence ondule		luleur	r	
OUI NO	NC		OUI [		NON 🗌	0	UI 🔲	N	ION 🗌	
Tension phase-neutre :			ssance :			Puissance :				
Tension phase-terre :			sion mesu	ırée à	l'entrée : Autono		mie :			
Tension terre-neutre :	Tension mesurée à			la sortie :						
Présence de disjoncteur				OUI		NO	ON			
COMMENTAIRE(S)				RECOMMANDATIONS						
CONCLUSION										
Outillages: tournevis témoin, testeur de terre, multimètre, mètre, thermomètrede salle, hygromètre.										